

HD10354

**INDAL P 35 SURACTIF**

Date de mise à jour : 21/07/2023

Version FT : 9.0

**Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique**

INDAL P35 SURACTIF est un désinfectant à large spectre à action rapide. Etudié pour limiter le phénomène de collage des moules de fromagerie grâce à sa teneur réduite en Acide peracétique.

INDAL P35 SURACTIF se rince facilement grâce à son excellente solubilité dans l'eau.

INDAL P35 SURACTIF présente une activité anti-biofilm démontrée à partir de 1% et fait donc partie du protocole BIONIL curatif ou préventif dédié.

INDAL P35 SURACTIF est stable en milieu acide et donc les cycles de désinfection sont recyclables dans votre NEP/CIP.

INDAL P35 SURACTIF s'utilise également en viticulture, soit pour dérourgir, soit pour désinfecter.

INDAL P35 SURACTIF est considéré comme auxiliaire technologique dans certains process alimentaires, voir l'arrêté du 19 octobre 2006.

Désinfectant à large spectre, Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Sporicide, Virucide, Mycobactéricide et efficace sur les Bactériophages.

**UTILISATIONS**

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un nettoyage avec un détergent ou un détartrant et un rinçage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Industries Agroalimentaires. Industries cosmétiques	Circulation en nettoyage en place NEP/CIP	Ambiante	0,6 à 2%	5 - 30 min
Industries Agroalimentaires. Industries cosmétiques	Lave vaisselle. Armoire de lavage. Machines professionnelles. Lave batterie. Lave verre	Ambiante	1%	1 min mini, variable selon cycle
Viticulture	Circulation en nettoyage en place NEP/CIP	Ambiante	0,6 à 2%	5 - 30 min
Industries Agroalimentaires. Viticulture. Collectivité	Surface par pulvérisation. Surface par trempage	Ambiante	0,6 à 2%	5 - 30 min

Rincer abondamment avec de l'eau potable les circuits et surfaces traités ainsi que les matériels d'application.

Afin de réduire les risques de corrosion, ne pas diluer dans une eau contenant plus de 30-40 ppm de chlorures. Ne pas utiliser à température > 40°C.

**MATÉRIEL D'APPLICATION** : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...

Demander une catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES**

Aspect	Liquide clair
Couleur	Incolore
Odeur	Piquant(e).
Matière(s) active(s)	Acide peracétique (n° CAS 79-21-0) à 2,6% (29g/litre). Peroxyde d'hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 25% (277g/litre)
Densité	1,11 ± 0,02 (20°C). OECD 109.
pH pur	< 1 (20°C). CIPAC MT 75.3.

HD10354

## INDAL P 35 SURACTIF

Date de mise à jour : 21/07/2023

Version FT : 9.0

pH à 1% dans l'eau distillée	3 ± 0,2 (20°C). CIPAC MT 75.3.
Viscosité, dynamique	Aucune donnée disponible
Pouvoir séquestrant à 1%	Aucune donnée disponible
Tension superficielle [N/m]	Aucune donnée disponible
DCO-valeur	Aucune donnée disponible
Teneur en azote	0 %
Teneur en phosphore	0,33 %
Point d'éclair	> 60 °C EEC A9.
Température de stockage	0 – 30 °C
DDM (date durabilité minimum)	18 mois, voir conditionnement.

## RÉGLEMENTATION

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique ainsi que des bâtiments en production végétale y compris les zones de stockage et des bâtiments en production animale (voir site [www.inao.gouv.fr](http://www.inao.gouv.fr)).

Ne convient pas pour une application en tant qu'additif alimentaire.

## PROPRIETES BIOCIDES

Biocide selon le règlement UE 528/2012

**MATIÈRE(S) ACTIVE(S)** : Acide peracétique (n° CAS 79-21-0) à 2,6% (29g/litre). Peroxyde d'hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 25% (277g/litre)

Règlement Biocide 528/2012 UE. Type de produit (TP) n°

- 4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
- 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

BACTERICIDIE - 0,1 % TP2, TP4  
EN1276 - 5 min - 20°C - propreté.

Souches testées : *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella Typhimurium*.

BACTERICIDIE - 0,4 % TP2, TP4  
EN13697 - 5 min - 20°C - propreté.

Souches testées : *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella Typhimurium*.

FONGICIDIE, LEVURICIDIE - 2 % TP2, TP4  
EN1650 - 15 Min - 20°C - propreté.

Souches testées : *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*.

FONGICIDIE, LEVURICIDIE - 1 % TP2, TP4  
EN13697 - 15 min - 20°C - propreté.

Souches testées : *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*.

MYCOBACTERICIDIE - 1 % TP2  
EN14348 - 15 min - 20°C - propreté.

Souches testées : *Mycobacterium terrae*.

HD10354

# INDAL P 35 SURACTIF

Date de mise à jour : 21/07/2023

Version FT : 9.0

SPORICIDIE - 2 % TP2, TP4  
EN13704 - 15 min - 20°C - propreté.  
Souches testées : *Bacillus subtilis*.  
VIRUCIDIE PHAGE - 0,2 % TP4  
EN13610 - 15 min - 20°C - propreté.  
Souches testées : *Bactériophage*.  
VIRUCIDIE - 1,5 % TP2, TP4  
EN14476 - 30 min - 20°C - saleté.  
Souches testées : *Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Norovirus murin*.  
VIRUCIDIE - 3 % TP4  
EN14476 - 15 min - 20°C - saleté.  
Souches testées : *Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Norovirus murin*.

## CONDITIONNEMENTS

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

## CONSIGNES DE SECURITE

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Afin de réduire les risques de corrosion, ne pas diluer dans une eau contenant plus de 30-40 ppm de chlorures. Ne pas utiliser à température > 40°C.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des : Sources d'inflammation. Craint le gel.

Température de stockage : 0 - 30 °C

Ce produit est compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc.

## CONTROLE DE CONCENTRATION

Prise d'échantillon : 20 ml

Diluer la prise d'échantillon dans 100ml d'eau déminéralisée

Ajouter 20ml d'acide sulfurique à 25%

Puis 10ml d'iodure de potassium à 20%

2ml de molybdate d'ammonium à 3%

Remuer et laisser reposer 2-3 min jusqu'à coloration brune

Doser jusqu'à zone de virage avec : Thiosulfate N/10 puis noter le volume "V"

Résultat du test de concentration en % = Volume "V" x 0,03

## TRAITEMENTS DES DECHETS

Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Motif de la mise à jour : Spécifications

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

STOCKMEIER FRANCE H&D

BP 89152 3 Rue de la Buhotière

35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE

Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75

baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

Stockmeier France Hygiène et Désinfection est certifié

ISO 9001

ISO 14001

HD10354

## INDAL P 35 SURACTIF

Date de mise à jour : 21/07/2023

Version FT : 9.0

Les valeurs physicochimiques caractéristiques mentionnées sur cette fiche, hors chapitre spécifications de vente Stockmeier France, sont indicatives et non garanties, les spécifications et résultats des tests étant par ailleurs disponibles sur le certificat d'analyse. Le cas échéant, les concentrations indiquées au point "Propriétés biocides" représentent les concentrations biocides recommandées selon les tests d'efficacité réalisés par des laboratoires agréés. Ces dernières peuvent être adaptées selon les cas d'application. Votre commercial STOCKMEIER France se tient à votre disposition pour aborder ce sujet.

Les déclarations de ce document proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Elles ne dédouanent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et sont rédigées sur la base de nos connaissances à la date de rédaction. Il appartient à l'acheteur et à l'utilisateur final le cas échéant, de s'assurer seuls et en dernier lieu de l'adéquation du produit au regard de l'usage prévu par leur secteur d'activité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent.