



DUOMATIC




Trier le linge



Traiter les tâches



Peser le linge




Charger la machine en fonction du type de linge



Vérifier les niveaux produits



Sélectionner le programme adapté



Départ



Nettoyer et désinfecter après utilisation l'extérieur de la machine




Mettre des gants et porter des lunettes de protection



Retirer la bague de sécurité



Dévisser le bouchon sans le retirer



Mettre la ligne d'aspiration



DUOMATIC est l'association de **DUOTECK**, une formulation tout en 1 à base d'enzymes bioactives et d'un adoucissant intégré et d'**OXIGEN 328**, un additif à base de peroxyde d'hydrogène permettant un nettoyage parfait, dégraissant et destructeur d'odeurs qui protège et prolonge la vie des textiles.

ASEPSIS Décontaminant Désinfectant du Linge

Ph DUOTECK													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH OXIGEN 328													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH ASEPSIS													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SECURITE: Se référer à la FDS.
Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.

