

# PROTECTION ET DEXTÉRITÉ



CERTIFICATION CATÉGORIE III

STC992F - REV 4 - 23.11.04

**CE** 0334

**SOLO 992 - SOLO PLUS 995  
SOLO BLUE 995 - SOLO EXTRA 998**

Attestations "CE" de type

**SOLO 992 : 0075/014/162/11/04/0209**

**SOLO PLUS 995 : 0075/014/162/11/04/0210**

**SOLO BLUE 995 : 0075/014/162/11/04/0210 Ex 02 11 04**

**SOLO EXTRA 998 : 0075/014/162/11/04/0210 Ex 01 11 04**

délivrées par l'organisme agréé 0075

C.T.C - F-69367 LYON CEDEX 07

**Certificat de conformité du système d'assurance qualité délivré par l'organisme  
agréé 0334**

ASQUAL - 14, rue des Reculettes - F - 75013 PARIS

Ces gants sont certifiés conformes aux dispositions réglementaires européennes pour la protection contre les micro-organismes et les produits chimiques dans la limite des recommandations ci-après.

## **SOLO 992 - SOLO PLUS 995 - SOLO BLUE 995- SOLO EXTRA 998**

### **DESCRIPTIF ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES**

#### **Gants étanches en latex naturel.**

Forme **ambidextre**.

Bord de manchette **roulé**.

Surface extérieure **lisse**.

Conformes à la réglementation de la FDA (Food and Drug Administration)  
pour le **contact alimentaire**.

<b>Référence</b>	<b>Couleur</b>	<b>Longueur</b> toutes tailles (valeur nominale) (cm)	<b>Epaisseur</b> dans la paume (valeur nominale) (mm)	<b>Traitement</b> <b>de surface</b>	<b>Tailles</b> <b>disponibles</b>
<b>SOLO 992</b>	Blond	23	0,10	Poudre bio- absorbable	6-6½ 7-7½ 8-8½ 9-9½
<b>SOLO PLUS 995</b>	Vert	24,5	0,15	Chlorination	
<b>SOLO BLUE 995</b>	Bleu				
<b>SOLO EXTRA 998</b>	Blond	30			

Les SOLO 992 et 995 sont destinés à la seule protection des mains. Ils ne protègent pas le poignet ni l'avant bras.

Conditionnement standard :

- **100 gants** en boîte carton imprimée
- carton de **10 boîtes**

### **RÉSULTAT DES ESSAIS "CE" DE TYPE**



**GANTS ETANCHES**  
Selon la norme **EN 374**.



**PROTECTION CONTRE  
LES MICRO-ORGANISMES**  
Selon la norme **EN 374**.

NQA(Niveau de Qualité Acceptable): **1,5%**

Ces gants ne sont pas destinés à un contact prolongé ou à une immersion dans des produits chimiques, ni à la protection contre les risques mécaniques.

Eviter le contact avec des huiles et produits gras.

## **SOLO 992 - SOLO PLUS 995 - SOLO BLUE 995- SOLO EXTRA 998**

### **AVANTAGES SPÉCIFIQUES**

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires.

### **PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

- Manipulation en restauration.
- Fabrication de médicaments.
- Manipulation en laboratoire.
- Préparation de cosmétiques.
- Assemblage de petites pièces.
- Petits nettoyages salissants.
- Usages courants en hôpitaux et cliniques.
- Soins capillaires.

### **CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION**

Pour une sécurité supérieure et une plus grande durée de vie des gants :

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de l'humidité et éloignés de sources de chaleur et d'installations électriques.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, thiazoles et dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres
- Pour assurer une meilleure étanchéité lorsque des liquides sont utilisés, placer la manchette du gant sur le vêtement de travail.
- Ces gants sont conçus pour un usage unique.
- Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.